



IPOVISIONE - PROTESI OCULARI - CONTATTOLOGIA

PROTESI lab

Manutenzione della protesi oculare

Inserimento

- Lavarsi accuratamente le mani.
- Guardare in basso
- Sollevare la palpebra superiore con l'indice per creare un'apertura e spingere delicatamente la protesi verso l'alto sotto la palpebra stessa.
- Tenendo la protesi in posizione e guardando dritto, abbassare la palpebra inferiore e inserire anche la porzione inferiore della protesi.

Rimozione

- Lavarsi accuratamente le mani.
- Abbassare la palpebra inferiore con l'indice, guardare in alto e far scorrere il dito verso l'orecchio continuando ad esercitare la pressione sulla palpebra inferiore durante il movimento.
- Lasciare scivolare la protesi sulla palpebra inferiore. Rimuovere delicatamente la protesi con la mano libera.

Pulizia

Un detergente per lenti a contatto rigide dovrebbe essere usato per pulire la protesi (non è consigliabile usare sapone per le mani o altri tipi di detergenti).

E' **assolutamente vietato** utilizzare soluzioni alcoliche per la pulizia o conservazione della protesi oculare

La procedura di pulizia è la seguente:

1. Rimuovere la protesi e posizionarla sul palmo della mano.
2. Mettere alcune gocce di soluzione per lenti a contatto rigide sulla protesi e strofinare delicatamente su tutte le superfici.
3. Sciacquare accuratamente la protesi in soluzione salina sterile assicurandosi che tutto il detergente sia stato rimosso.
4. La protesi è ora pronta per essere nuovamente inserita.

PUNTI GENERALI

- È molto importante lavarsi accuratamente le mani prima di inserire o rimuovere la protesi per qualsiasi motivo.
- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni del protesista per la manutenzione della protesi oculare.
- La protesi deve essere rimossa e pulita quando diventa appiccicosa, asciutta e scomoda da indossare.
- In caso di caduta della protesi è improbabile che si rompa, tuttavia, per ridurre al minimo il rischio di graffi o lesioni, è necessario prestare molta attenzione durante l'inserimento e la rimozione della protesi.
- La Protesi Sclerale Cosmetica (su occhio spento) deve essere rimossa e pulita almeno una volta al giorno.
- Non si deve indossare la Protesi Sclerale Cosmetica mentre si dorme.
- Attenersi rigorosamente alle indicazioni del protesista per il tempo di impiego
- Il conformatore deve essere rimosso e pulito con soluzione salina
- Si noti che è importante mantenere puliti i fori del conformatore poiché consentono la ventilazione, il drenaggio e l'irrigazione, che sono molto importanti nel processo di guarigione.
- **Si consiglia di far controllare e lucidare la protesi ogni anno.**

PROTESI Lab

Sede di Palermo: corso Tukory, 76
Sede di Catania: Corso delle Province, 12

Per appuntamenti: +39 377 087 3283